

KONU: DT03-S Doğum Masası Teknik Şartnamesi

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Masa jinekolojik müdahale ve muayene kullanımına uygun olarak dizayn ve imal edilmiş olmalıdır. Aynı zamanda Üroloji ve Ufak Cerrahi operasyonlar da kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- Masanın yüksekliği motorla ayarlanabilir olmalıdır.
- Koltuk Türkiye genelindeki şebeke geriliminde 220/380 V 50 Hz sorunsuz olarak çalışabilmeli ve şebeke gerilimindeki değişimleri kompanse edebilecek düzeneğe sahip olmalıdır.
- Hasta ve kullanıcı yönüyle her türlü elektriksel güvenlik tedbirleri alınmış olmalı ve hastayla doğrudan ilişkilendirilmiş kısımlar düşük voltajla (24V) çalışmalıdır.
- Masanın hareketleri elektronik el kumandası ile kumanda edilmelidir. Kullanımı kolay olmalıdır.
- Cihazın ana gövdesi (şase) devrilmeye karşı güvenli imal edilmiş olmalıdır ve metal kısımlar antikorozyon kaplama yapılmış olup abs plastikler ile kaplanmalıdır.
- Masa sırt, oturma ve ayak olmak üzere üç kısımdan oluşmalıdır
- Masanın yükseklik, sırt ve trendelenburg hareketleri birbirinden bağımsız motor ile hareket etmeli ayak kısmı sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır. Bu sayede istendiği taktirde ultrason amaçlı kullanılabilir olmalıdır.
- Oturma kısmının sağında ve solunda paslanmaz malzemeden yapılmış, aksesuar parçalarının takılabileceği bölüm olmalıdır, bu parçaların üzerine takılan gene paslanmaz çelikten imal edilmiş olan burçlar sayesinde kenara takılan aksesuarlar aşağı – yukarı, sağa – sola ve dereceli olarak 3 boyutlu hareket edebilir ve istenilen noktada sabitlenebilir olmalıdır.
- Masanın sırt kısmı açısı motorlu olarak sağlanmalıdır.
- Toplam 3 motor ve kullanılan motorlar Avrupa menşeli olmalı uzak doğu menşeli olmamalıdır.
- Masa trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerini yaparken atık koyma kabı sabit kalmalı ve kaptaki sıvının dökülebilmesi engellenmelidir.
- Masanın yerden yüksekliği 62 cm olmalı ve 81 cm' ye kadar yükselmelidir.
- Masanın ağırlığı en fazla 115 kg olmalıdır.
- Masanın sırt uzunluğu 59 cm, oturak uzunluğu 40 cm ve sökülüp takılabilen ayak uzatması uzunluğu 58 cm olmalıdır.
- Masanın sırt kısmının arkasında rulo kağıt takma aparatı bulunabilmeli ve rulo kağıt bittiğinde kolaylıkla değiştirilebilir olmalıdır.
- Masanın döşeme aksamı kolaylıkla silinebilir özellikte olmalı ve kolay bulunabilen dezenfektan maddelerle silinebilir olmalıdır.
- Koltuk dışındaki abs kaplamalar döşemenin içinde kalacak şekilde dizayn edilmeli ve döşeme ve plastik arasına kir vs girmesine engel olabilmelidir.
- Masanın zeminle uyumlu mafsallı ayakları olmalıdır.
- Masada paslanmaz atık koyma kabı bulunmalıdır. Atık koyma kabı en az 3 litre olmalıdır.
- Masa üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti bitiminde 10 yıl boyunca ücreti mukabili yedek parça ve teknik servis hizmeti sağlanmalıdır.